

	Instructivo	INS 507-23 Versión 03
	Caja para Toma de Muestras	Fecha vigencia 13/09/16
Elaborado: RC	Aprobado: DT	Pág. 1 de 1

Objetivos:

Contar con el equipamiento necesario para una correcta toma de muestras

Desarrollo:

Checklist CAJA DE NECROPSIA

ARTICULO	PRESENTACION	CANTIDAD
CAJA tipo pesca o herramientas		1
TIJERA Metzemaum		1
TIJERA aguda/roma		1
PINZA de mano izquierda		1
MANGO BISTURI		2
HOJAS BISTURI		15
JERINGAS DESCARTABLES	5 ml	10
JERINGAS DESCARTABLES	10 ml	10
AGUJAS	25 x 8	10
AGUJAS	40 x 12	10
CUCHILLO	hoja min 20 cm	1
CHAIRA		1
PIEDRA DE AFILAR DOBLE FAZ		1
TANZA / LINO	0,3	1
COLECTOR ESTERIL	100 mL	5
COLECTOR CON FORMOL AL 10 % *	200 mL	3
TUBOS CON ANTICOAGULANTE	2 mL	5
MEDIOS DE TRANSPORTE STUART		5
BOBINA DE BOLSAS	56 x 20 cm	1
TUBOS CON TAPON	PS	25
CINTA DE pH. Rango 3 - 10 ó 1- 14		1
SIERRA DE ARCO. (Hoja de diente chico, tipo corte de hierro)		1
GUANTES DE LATEX		20
GUANTES DE TACTO		10
MARCADOR INDELEBLE		1
BANDAS ELASTICAS		10
PRO 404 Pedido de determinaciones		5
ETIQUETA ENCOMIENDA ENVIO		5

* Es recomendable guardar el formol puro aparte y prepararlo en el momento de utilizar para evitar desecación, vapores y derrames dentro de la Caja de Necropsias.